

n. prot. *N.P. 2016.1044*
DEC 30.01.2014

**AL Responsabile Servizio Acquisti
Alla c/a della Dottoressa Nuonno**
.....

Olbia 30/01/2014


OGGETTO: richiesta acquisto capillari per bilirubina
.....

Si richiede la fornitura di quattro confezioni da mille pezzi (tot. 4000 pezzi = fornitura annua) di capillari per la lettura della bilirubina capillare da utilizzare con l'apparecchio Ginevri in nostra dotazione nell'U.O. di Assistenza Neonatale.


Capillary tubes heparinized for One Beam Twin Beam Plus Ref. 11144A73

Distinti Saluti

Il Direttore dell'U.O.
Dottor Antonio Balata



La coordinatrice infermieristica
Gabriela Atzori



Fausta Nuonno

Da: anbalata@aslolbia.it
Inviato: mercoledì 12 febbraio 2014 14:18
A: Fausta Nuonno
Oggetto: R: AIUTO capillari eparinati

Buongiorno Dr.ssa Nuonno,
Abbiamo valutato i capillari eparinati della Euromed e abbiamo potuto constatare che danno valori assolutamente sovrapponibili agli altri in utilizzo.
Credo quindi che possano essere acquistati visto il prezzo più basso.
Cordiali saluti,
Antonio Balata

On mer 5/02/14 11:30 , "Fausta Nuonno" <fnuonno@aslolbia.it> wrote:

> Buongiorno,
>
> possono essere inviati alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo
> II via Bazzoni Sircana 2, il Direttore della Unità il Dr.
> Balata che legge per conoscenza può essere contattato telefonicamente
> al n.0789/552244 o 366/5640554.
>
> si comunica inoltre, il n° di tel dell'Ing. Festi se il Dr. Balata non
> fosse reperibile.
>
> distinti saluti
>
> Fausta Nuonno
> DA: Info Euromed [<mailto:info@euromeditaly.com>]
> INVIATO: mercoledì 5 febbraio 2014 09:03
> A: 'Fausta Nuonno'
> OGGETTO: R: AIUTO capillari eparinati

> Buongiorno,
>
> Si è possibile: ci mandi pure l'indirizzo per la spedizione completo
> di un recapito telefonico e provvederemo a inviarvi una campionatura.
>
> Cordiali saluti
>
> Elisa Quistini
>
> Uff. commerciale
>
> Euromed srl
> Euromed srl
>
> Via Fiesso, n. 20
>
> 35020 ARRE (PD)
>
> tel. 049/5389430 fax 049/5389431
>
> e-mail
> DA: Fausta Nuonno []
> INVIATO: martedì 4 febbraio 2014 11.21
> A:
> CC: 'Antonio Festi'
> OGGETTO: I: AIUTO capillari eparinati

> Buongiorno,
>
> è possibile testare un campione così come mi suggerisce l'ing.
> Festi dell'Ingegneria Biomedica Santa Lucia prima di procedere
> all'acquisto?
>
> in atteso di riscontro porgo
>
> distinti saluti
>
> Fausta Nuonno
> DA: Antonio Festi
> INVIATO: martedì 4 febbraio 2014 10:52
> A: 'Fausta Nuonno'
> OGGETTO: R: AIUTO capillari eparinati
> Buongiorno Dott.ssa,
>
> la Euromed mi pare di capire che certifichi la compatibilità con il
> nostro apparecchio per la birilubina.
>
> Tuttavia converrebbe a mio avviso far testare un campione del prodotto
> agli utilizzatori.
>
> Saluti
>
> Antonio Festi
> DA: Fausta Nuonno []
> INVIATO: martedì 4 febbraio 2014 10:26
> A: 'Antonio Festi'
> OGGETTO: AIUTO capillari eparinati
> ing. Festi,
>
> è possibile che i capillari dell'Euromed siano compatibili con
> l'apparecchio Ginevri in dotazione alla Pediatria di Olbia?
>

> saluti
>
> DA: Info Euromed []
> INVIATO: martedì 4 febbraio 2014 08:48
> A: 'Fausta Nuonno'
> OGGETTO: R: informazioni su capillari eparinati Buongiorno,
>
> I capillari eparinizzati sono utilizzati per la raccolta del sangue
> capillare. La forma e le dimensioni variano da apparecchio ad
> apparecchio. Per gli apparecchi Ginevri la forma e le dimensioni sono
> compatibili con il nostro prodotto codice 114 su Mepa.
>
> Molti altri ospedali stanno già utilizzando il nostro prodotto su
> apparecchi Ginevri e stanno continuando ad acquistare.
>
> Nel caso di dubbio il cliente può sempre comprare una confezione con
> il patto di sostituzione se non vanno bene.
>
> Restiamo in attesa di un Vs. riscontro in merito e con l'occasione
> porgiamo cordiali saluti.
>
> Nicola Bortoletto
>
> Euromed srl
> Euromed srl
>

> Via Fiesso, n. 20
>
> 35020 ARRE (PD)
>
> tel. 049/5389430 fax 049/5389431
>
> e-mail
> DA: Fausta Nuonno []
> INVIATO: venerdì 31 gennaio 2014 12.46
> A:
> OGGETTO: informazioni su capillari eparinati buongiorno,
>
> ho effettuato una ricerca sul Mepa per quanto i capillari eparinati in
> quanto mi è pervenuta una richiesta dalla U.O. di pediatria per dei
> capillari da utilizzare con l'apparecchio Ginevri in uso al reparto.
>
> Chiedono Capillary tubes heparinized for one beam twin plus ref.
> 11144 A 73.
>
> potete dirmi se commercializzate anche questo tipo, o è una esclusiva
> della Ginevri?
>
> in attesa di un gentile riscontro porgo
>
> cordiali saluti
>
> Fausta Nuonno
>
>
>